




ANTEGRADE IR PLATFORM


Een ideaal werkoppervlak voor
anterograde femorale toegang.

ANTEGRADE IR PLATFORM

Een ideaal werkoppervlak voor anterograde femorale toegang.



Het Antegrade IR Platform biedt een handig werkoppervlak om procedures uit te voeren en de werkomgeving te verbeteren tijdens anterograde femorale toegangsprocedures.



Het is de ultieme oplossing voor manipulatie van katheter en geleidingsdraad, met een groot oppervlak dat gunstig ligt ten opzichte van de femorale slagader om instrumenten tijdens een procedure te ondersteunen.

Het smalle gedeelte loopt langs de patiënt in de richting van de beenslagader en biedt de arts een stevig platform om zijn of haar polsen op te laten rusten tijdens het manipuleren van de draad. De poten kunnen op de juiste hoogte worden afgesteld en tijdens de procedure worden vergrendeld, zodat het werkoppervlak stabiel blijft.



Het Antegrade IR Platform is gemaakt van koolstofvezelcomposiet en hoogwaardige technische kunststoffen, is licht en toch sterk, en heeft een hoge weerstand tegen chemische stoffen.




Compatibel met ArmSure*

Bij onrustige patiënten is het Antegrade IR Platform compatibel met de ArmSure (AM0610/AM0640), een complete oplossing voor het immobiliseren van de arm.


De Drape Support* gebruiken met het Antegrade IR Platform

Deze producten zijn ideaal voor gebruik in combinatie met de Adept Medical Drape Support en bieden de patiënt optimaal comfort door veel ruimte onder de afdekdoek te creëren.

Door de Drape Support in het uitgesneden gedeelte van het platform rond het hoofd van de patiënt te plaatsen, ligt de patiënt comfortabeler en wordt een oppervlak gecreëerd om te voorkomen dat de afdekdoek doorhangt.



**ArmSure (AM0610/AM0640) en Drape Support (AM1000) worden niet bij het Antegrade IR Platform meegeleverd.*





Snelle installatie en positionering

Poten kunnen worden vergrendeld aan de onderkant

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- | Sterk stabiel werkoppervlak
- | Uitlijning met femorale plaats
- | Snelle installatie en verwijdering
- | Eenvoudige positionering
- | Röntgendoorschijnend
- | Eenvoudig te reinigen

Specificaties



5 kg

Productgewicht

Toepassingen

Interventionele radiologie

- Vasculaire procedures via de anterograde femorale methode

Perifere interventie - perifeer arterieel vaatlijden


Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele radiologie



Perifere interventie



Fabrikant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland