




STARSYSTEM

Het STARSysteem bestaat uit de STARBoard, STARSupport en STARTable en vormt een complete, klinisch ontworpen oplossing voor toegang tot de rechter radiale zijde.

STARSYSTEM

Het STARSysteem bestaat uit de STARBoard, STARSupport en STARTable en vormt een complete, klinisch ontworpen oplossing voor toegang tot de rechter radiale zijde.



Het STARSysteem maakt de radiale toegang tijdens interventionele cardiologische procedures gemakkelijker en verbetert tevens de werkomgeving.



Het STARSysteem is ontworpen voor gebruik met elke tafel voor cardiologische of radiologische procedures en kan snel worden geïnstalleerd en aangepast aan de maat van de patiënt. De installatie is in een paar seconden klaar en er zijn geen verbruiksartikelen nodig.



STARBoard en
STARSupport



STARBoard en
STARTable

Distale en
proximale
radiale
toegang



STARBoard

De STARBoard maakt een snelle, doeltreffende presentatie mogelijk en maakt de procedure mogelijk voor zowel distale als proximale radiale toegang.

De belangrijkste functie van de STARBoard is de pols van de patiënt in een uitgestrekte positie te houden terwijl toegang wordt verkregen, en deze weer terug te brengen in een meer ontspannen, mediaal gedraaide positie met de arm tegen zijn/haar zijde tijdens de procedure. Aanpassingen kunnen op elk moment tijdens de procedure worden aangebracht onder de steriele afdekdoeken.



De STARBoard is gemaakt van koolstofvezel voor superieure sterkte, radiolucentie en duurzaamheid, en is uiterst licht en compact.

Het unieke opvouwbare ontwerp uit één stuk maakt het gemakkelijk hanteerbaar voor het verplegend personeel en neemt minimale opslagruimte in.


Arm Support Pad

De Arm Support Pad is een op maat gemaakte oplossing voor de drukbeheersing van patiënten. De Arm Support Pad heeft een kern van visco-elastisch geheugenschuim en is afneembaar, duurzaam, gemakkelijk te reinigen en meer radiolucent in vergelijking met de gebruikelijke gelkussens.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Klinisch ontworpen
- Bescherming tegen verstrooiingsstraling
- Past op alle tafels
- Snelle installatie
- Eenvoudige positionering
- Gemaakt van koolstofvezel
- Ergonomisch oppervlak

Specificaties



STARBoard



STARTable



2,3 kg



0,2 kg

STARSupport




Volledig
strooistralingsrapport


adeptmedicaltraining.com/scatterradiation

STARTable

De STARTable biedt artsen een verstelbaar werkoppervlak en bescherming tegen verstrooide straling.



Met STARTable



Zonder STARTable




STARSupport

De STARSupport wordt op de STARBoard bevestigd nadat radiale toegang is verkregen, wat procedures aan de linkerarm makkelijker maakt en zeer comfortabel is voor de patiënt.

Toepassingen

Interventionele radiologie

- Vasculaire procedures via de radiale methode



Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele
neuroradiologie



Interventionele
cardiologie



Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland